

هدف: تشریح نحوه استفاده از دوش اضطراری در آزمایشگاه های دانشکده داروسازی

مسئولیت: مسئولیت اجرای این روش به عهده کلیه کارکنان، دانشجویان و مسئولیت نگهداری و نظارت بر کارکرد آن به عهده مسئول آزمایشگاه است.

دامنه کاربرد: آزمایشگاه های دانشکده

روش اجرا:

۱- در صورت پاشیدن مواد شیمیایی بر روی بدن، خونسردی خود را حفظ کنید و با فریاد زدن از دیگران کمک بخواهید.

۲- به زیر دوش اضطراری رفته و شیر آن را باز کنید و محل ریزش مواد شیمیایی را به مدت ۱۵ دقیقه شستشو دهید.

۳- فوراً به مسئول آزمایشگاه و پرسنل اطلاع دهید تا اقدامات درمانی لازم انجام شود.

